

## Útmutató a Pedikom talpbetét használatához

A könnyű, rugalmas Pedikom talpbetét kizárólag természetes illetve bőrbarát anyagból készül, számítógépes méretfelvétellel. A betét optimálisan biztosítja a láb alátámasztását, a statikai elváltozások (lúdtalp, haránt- és bokasüllyedés) korrekcióját. Eredményesen használható a bőrkeményedések, a sarokcsontkinövés (sarkantyú) kezelésében, valamint az öregbűtyök, a kalapácsujj kialakulásának megelőzésében.

A talpbetét kialakítása és anyaga kellemes komfortérzetet biztosít viselőjének. Ennek ellenére megtörténhet, hogy kezdetben a betét kényelmetlennek tűnik, mivel a talpnyomás érzete egyénekenként tág határok közt változhat. Ilyen esetben célszerű fokozatosan hozzászoktatni a lábat az áthelyezett nyomáspontok okozta kellemetlenségekhez, azaz első nap 10 percet, második nap kétszer 20 percet, harmadik nap kétszer 40 percet használni és utána addig szabad a cipőben tartani ameddig az kényelmes. A továbbiakban ez az idő növelhető, ameddig a láb tökéletesen alkalmazkodik az újalátámasztásokhoz. Előfordulhat, hogy akár egy-két hét is szükséges a teljes alkalmazkodáshoz. Ha a betét hossza nem felel meg a cipő hosszával, a betét elejéből ollóval hozzá lehet igazítani.

A betét borítása valódi bőrből, illetve bőrbarát anyagokból készül, ami a láb nedvességét felszívja és egyben természetes szellőzését is biztosítja. Az átnedvesedett betétet használaton kívül (éjszaka) célszerű a cipőből kivéve levegőztetni. Tisztítása csak enyhén nedves ruhával történhet, utána alapos, de nem hirtelen (pl. hősugárzó, hajszárító) szárítást igényel. A betét tartósságát növeli, ha zoknival, harisnyával viselik.

Pedikom talpbetét bármilyen belső emelés nélküli – megfelelő bőségű, 2-5 cm sarokmagasságú – lábbelibe elhelyezhető. (Természetesen kizárva a hegyes orrú, túsarkú, kényelmetlen divatcipőket!) Állómunkához a laposabb, míg járáshoz a magasabb sarkú cipő javasolt. Egészségügyi szempontból nem ajánlott a sarok nélküli lábbeli viselése. Nyitott szandálban, papucsban a betétet ideiglenesen rögzíteni kell, egy mindkét oldalán tapadó ragasztószalaggal.

A talpbetét – az igénybevételtől függően – kb. egy évig használható. Ezután célszerű – egy újabb vizsgálat után, az aktuális állapotnak megfelelően – új betétet készíteni. Ingyenes garanciális javítást a megrendeléstől számított fél éven belül végezzük. Garanciális javítást csak előzetes időpont egyeztetés esetén tudunk teljesíteni. Egy betét egyszeri garanciális javításra jogosult.

Bármilyen problémát észlel, vagy kérdése van, kérjük, hívja a központ számot (6-1-297-60-61)

A talpbetét megfelel a 47/1999/X.6.) EüM rendelet előírásainak.

Szerviz: 1183 Budapest, Nefelejcs u. 22.